

LISTA DE SERVICIOS

Investigación de *Legionella*

Revisión 027

FECHA 02/01/2018

No dude en realizar cualquier consulta a nuestro departamento comercial: comercial@biotechveg.com.
Teléfono 966.29.01.05 // 661213143

LEGIONELLA ¹

(1): Alguno ensayos pueden tener varias técnicas analíticas. Elija el que más se adapte a sus necesidades. Si no indica ninguna, Biotechveg decidirá que método se adapta mejor.

Aguas – Microbiología			
Código	Ensayo / Parámetro	Técnica Analítica ¹	Procedimiento
000256	<i>Legionella pneumophila</i> (Presencia / Ausencia)	Filtración membrana. Investigación	PNT-MIC-040

PAQUETES DE ANÁLISIS DE LEGIONELLA

Código	Identificación Paquete: Torre Refrigeración (Físico-Químico). Langelier		
PAQ. 000145	Ensayo / Parámetro	Procedimiento	
	Bicarbonatos	PNT-AFQ-002	
	Índice de Saturación de Langelier	PNT-AFQ-036	
	Calcio	PNT-AFQ-008	
	Temperatura	PNT-AFQ-046	
	Carbonatos	PNT-AFQ-002	

Código	Identificación Paquete: Torre Refrigeración (Físico-Químico)		
PAQ. 000146	Ensayo / Parámetro	Procedimiento	
	Cloro Libre Residual	PNT-AFQ-051	
	Hierro	PNT-AFQ-009	
	Conductividad Eléctrica a 20°C	PNT-AFQ-001	
	pH	PNT-AFQ-001	
	Dureza total	PNT-AFQ-014	
	Turbidez	PNT-AFQ-045	

Código	Identificación Paquete: Análisis Torres Refrigeración Legionella		
PAQ. 000236	Ensayo / Parámetro	Procedimiento	
	<i>Legionella pneumofila</i>	PNT-MIC-040	
	Cloro Libre Residual	PNT-AFQ-051	
	pH	PNT-AFQ-001	
	Amonio	PNT-AFQ-002	
	Dureza	PNT-AFQ-014	
	Turbidez	PNT-AFQ-025	
	Conductividad eléctrica	PNT-AFQ-001	
	Hierro	PNT-AFQ-009	